

添付文書改訂のお知らせ

サルバアスピレーションカテーテル

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「サルバアスピレーションカテーテル」の添付文書の改訂について、お知らせいたします。

記

■製品概要

販売名：	サルバアスピレーションカテーテル
一般的名称：	中心循環系塞栓除去用カテーテル
承認番号：	30200BZX00362000

■改訂内容

現行（第6版）	改訂（第7版）
【形状・構造及び原理等】 本品は、カテーテル、吸引チューブ、Yアダプタ（附属品）、ピールアウェイシース（附属品）及びマンドレル（附属品）よりなる。 <構造図> 1.カテーテル X線不透過マーカ カテーテルハブ 親水性コーティング	【形状・構造及び原理等】 本品は、カテーテル、吸引チューブ、Yアダプタ（附属品）、ピールアウェイシース（附属品）及びマンドレル（附属品）よりなる。 <u>マンドレルはない場合もある。</u> <構造図> 1.カテーテル（代表図） X線不透過マーカ カテーテルハブ 親水性コーティング <u>カテーテル先端は予め形状付けされている場合がある。</u>

■改訂理由

カテーテル先端が予め形状付けされているタイプを追加いたしました。

■改訂時期

2025 年 12 月 15 日公開

■PMDA ホームページへの掲載情報

専用アプリケーション「添文ナビ」をご利用いただき、下記のバーコードを読み取っていただくと PMDA ホームページに掲載した電子化した添付文書を閲覧いただけます。
また、添付文書情報は弊社ホームページでも公開していますのでダウンロードして印刷可能です。

代表品番：SLV041
GS1-128 バーコード：

