

添付文書改訂のお知らせ DICOMビューワ GoodView

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「DICOMビューワ GoodView」の添付文書の改訂について、お知らせいたします。

記

■製品概要

販売名	: DICOMビューワ GoodView
一般的名称	: 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム
認証番号	: 227ADBZX00086000

■改訂内容

旧版の添付文書（第6版）	改訂版の添付文書（第7版）
【使用方法等】	【使用方法等】
1. 設置方法	1. 設置方法
汎用 PC 性能 OS : Microsoft Windows 8.1 (64ビット、32ビット) Microsoft Windows 10 Pro (64ビット)	汎用 PC 性能 OS : Microsoft Windows 8.1 (64ビット、32ビット) Microsoft Windows 10 Pro (64ビット) <u>Microsoft Windows 11 Pro</u>

■改訂理由

対応する OS の追加に伴い記載内容を変更いたしました。

■改訂時期

2023年2月24日公表

■PMDA ホームページへの掲載情報

専用アプリケーション「添文ナビ」をご利用いただき、下記のバーコードを読み取っていただくと PMDA ホームページに掲載した電子化した添付文書を閲覧いただけます。
また、添付文書情報は弊社ホームページでも公開していますのでダウンロードして印刷可能です。

GS1-128 バーコード :



(01)04543660902001

以上