

添付文書改訂のお知らせ

画像ビューワ GoodViewWeb

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「画像ビューワ GoodViewWeb」の添付文書の改訂について、お知らせいたします。

記

■製品概要

販売名	画像ビューワ GoodViewWeb
一般的名称	汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム
認証番号	227ADBZX00095000

■改訂内容

旧版の添付文書（第3版）	改訂版の添付文書（第4版）
【形状・構造及び原理等】	【形状・構造及び原理等】
1. 製品概要	1. 製品概要
付帯機能 (新設)	付帯機能 項目：エコー計測処理機能 機能説明：エコー画像(Bモード、Mモード、Dモード、波形)データが有する画素値、単位情報を用いた基本的な計測処理機能であり、距離、角度、面積、体積、時間、速度、及び前記計算値を組み合わせた各種指標と公知の計算式を用いて算出した計算結果の表示がある。(オプション)
【使用方法等】	【使用方法等】
1. 設置方法	1. 設置方法
汎用 PC 性能 ウェブブラウザ：Internet Explorer 8 以上(推奨)	汎用 PC 性能 ウェブブラウザ：Microsoft Edge 84 以上に対応、 Internet Explorer 8 以上 (Internet Explorer 11 を推奨) に対応
画像表示モニタ：解像度 SXGA 1280 × 800 ピクセル以上	画像表示モニタ：解像度 SXGA 1280 × 1024 ピクセル以上

■改訂理由

対応する機能及び OS の追加に伴い記載内容を変更いたしました。

■改訂時期

2023年9月1日公表

■PMDA ホームページへの掲載情報

専用アプリケーション「添文ナビ」をご利用いただき、下記のバーコードを読み取っていただくとPMDA ホームページに掲載した電子化した添付文書をご覧いただけます。
また、添付文書情報は弊社ホームページでも公開していますのでダウンロードして印刷可能です。

GS1-128 バーコード：



以上