

お客様 各位

2024 年 6 月
販売業者：ニプロ株式会社
製造販売業者：株式会社グッドマン

添付文書改訂のお知らせ TVC カテーテル TVC-C195-42

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「TVC カテーテル TVC-C195-42」の添付文書の改訂について、お知らせいたします。

記

■製品概要

販売名：	TVC カテーテル TVC-C195-42
一般的名称：	中心循環系血管内超音波カテーテル
承認番号：	22900BZX00264000

■改訂内容

現行（第2版）	改訂（第3版）
【保管方法及び有効期間等】	【保管方法及び有効期間等】
1. 保管の条件 (2) 移送時の周囲温度：15℃～30℃	1. 保管の条件 (2) 移送時の周囲温度：-29℃～55℃

■改訂理由

製造元の取扱い説明書において、移送時の周囲温度が変更されることとなり、添付文書の記載内容を更新いたしました。

■改訂時期

2025 年 6 月 2 日公開

■PMDA ホームページへの掲載情報

専用アプリケーション「添文ナビ」をご利用いただき、下記のバーコードを読み取っていただくと PMDA ホームページに掲載した電子化した添付文書を閲覧いただけます。
また、添付文書情報は弊社ホームページでも公開していますのでダウンロードして印刷可能です。

代表品番：TVC-C195-52
GS1-128 バーコード：



以上